

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

Plataforma integrada y ergonómica diseñada para cuna. Mide la altura del bebé eléctricamente: ya no necesita cinta.

- Transmisión de datos a dispositivos iOS y Android vía Bluetooth.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Función Hold para mantener visible el peso en pantalla.
- Función Tara para resultados más exactos.
- Medición de peso, altura y circunferencia de la cabeza.
- Almacenamiento de hasta 8 usuarios.
- Medición de peso desde 2kg hasta 25kg y posee divisiones de 5g.
- Indicador de batería baja.
- Cinta métrica incluida.
- Mide desde 46 cm hasta 80 cm con una separación de altura de hasta 1 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Designación de producto: Pesabebés electrónico.
- Capacidad/División: 25kg/5g.
- Rango de medición: 100g-25kg.
- Unidades disponibles: kg/lb.
- Dimensión del producto: 60,4x36x8,9cm.
- Baterías: 4 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).
- Aprobación: CE, RoHS.

**TALLIMETRO 46cm A 80cm**