

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- La balanza digital pediátrico es un tipo de báscula fabricado y diseñado para el pesaje de personas o específicamente niños. Esta báscula cuenta con dimensiones específicas y muy concretas acerca de la anatomía corporal de un niño o recién nacido. Cumple con la función de pesaje de todas las balanzas normales la cual da un registro fiable y seguro de la masa o peso corporal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Capacidad: 50 kilos x 10 gr.
- Cabezal: acero inoxidable.
- Batería: recargable.
- Uso: 72 horas continuas.
- Plato: de acero inoxidable.
- Medidas: 31 x 60 x 6.5 CN.
- Pintura: electrostática.
- Nombre comercial: Balanza digital pediátrico con tallímetro.

