



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Es ampliamente utilizada para medir la altura y el peso de personas en empresas, escuelas, hospitales, clínicas e instalaciones deportivas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Soporta 160 kilos.
- Barra cromada.
- Lectura por ambos lados.
- Kilos y gramos.
- Precisión cada 100 gr.
- Regulador de cero.
- Regla de talla de 0.60 x 2.00 m.
- Pintura electrostática.
- Plataforma de acero inoxidable de 280 x 380 mm.
- Protector antideslizante.
- Regulador de nivel de base.
- Nombre comercial: Balanza mecánica con tallímetro.

