



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Cama clínica totalmente eléctrica de 3 funciones, lo que permite regular al paciente para que este cómodo tanto en la zona superior del tronco como a nivel de las piernas. Innovador sistema de protección para las esquinas que incluye rodillos de PVC para no dañar las paredes del dormitorio. Incluye barandas plegables.
- Las camas eléctricas combinan comodidad y funcionalidad para facilitar la vida de los usuarios y de los cuidadores que realizan cualquier tarea.
- La potencia hace que las camas clínicas eléctricas sean fáciles de ajustar. El usuario puede modificar la posición por sí mismo mediante un mando manual, sin tener que depender de que un trabajador o un familiar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: Para pacientes en recuperación o postrados constantemente.
- Función: control remoto.
- La cama debe estar conectada a corriente eléctrica.
- Tablero de cama: acero al carbono, punzonado general.
- Cabecera y pie de cama: material ABS.
- Barandillas laterales: 45 cm 6 barras, cerradura metálica de acero inoxidable.
- Ruedas: silenciosas de marca “5” con bloqueo simple.
- Ancho de la cama: 960 mm.
- Longitud de la superficie de la cama: 1900 mm.
- Ancho de la superficie de la cama: 900mm.
- Peso máximo de soporte: 260kg.
- Mesa de comer de ABS.
- Barandillas de aluminio: sí.
- Incluye: porta suero.
- Colchón a elegir: color azul, crema, verde cirugía (según stock).



FUNCIÓN:

- 1: ajuste de la espalda 0-80°.
- 2: ajuste de la pierna 0-45°.
- 3. Altura ajustable: 430-700mm.
- 4. Ajuste de espaldar y piernas al mismo tiempo.
- 5. RCP eléctrica.

