



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El diafragma está diseñado para captar sonidos de alta frecuencia, como los producidos por el corazón y los pulmones, mientras que la campana se utiliza para escuchar sonidos de baja frecuencia, como los producidos por el intestino.
- El estetoscopio Riester 4001-01 cuenta con tubos dobles de alta calidad que reducen el ruido ambiental y mejoran la calidad del sonido. Además, los auriculares son cómodos y ajustables para adaptarse a cualquier tamaño de cabeza.
- Este modelo también está disponible en diferentes colores y opciones de personalización, y se suministra con una bolsa de transporte para una fácil portabilidad y almacenamiento.
- En resumen, el estetoscopio Riester 4001-01 es una excelente opción para profesionales de la salud que buscan un estetoscopio de alta calidad y precisión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Pieza de contacto doble en aluminio anodizado especialmente ligero.
- Material: Aluminio.
- Membrana: Bilateral para una acústica precisa, Ø 48 mm.
- Campana, Ø 28 mm.
- Longitud total: 76.5 cm.

