

LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA

Marca Easywell
Modelo KS-Q5
Procedencia CHINA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Manejo del calor

La tecnología sin infrarrojos de la fuente de la luz LED reduce la sensación de calor para el paciente y doctor. El tejido no se seca tan rápidamente durante la intervención bajo una radiación de luz muy baja.

Posicionamiento y gran alcance

el brazo articulado permite que la luz sea fácil de mover, posicionar y que no se desvíe. Presenta una examinación sin ángulo muerto y un largo rango de alcance.

Ahorro de energía

La vida útil del LED es 40 veces mayor que una bombilla halógena. Bajo consumo de energía: 1/3 menos que un sistema halógeno convencional.

Rango de aplicación

Examen minucioso, sobre la cama, cuidados intensivos, salas de recuperación, dermatología, cuidado de ancianos, ginecología, E.N.T, cirugía menor, decoración de hogar, oficina y estación de trabajo, etc.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Negro
Fuente de luz	1xBombilla LED, 5 W
Díámetro de la lámpara	25 mm
Diámetro del campo de luz	70-150 mm (30 cm) Variable
Iluminación	18,000 Lux (30 cm) 7,000 Lux (50 cm)
Brazo flexible	1200 mm
Control de brillo	Atenuador/Opción:toque ligero, sin contacto, batería
Tipo montado	Móvil / Opción: montaje en pared, abrazadera para riel, abrazadera para mesa

