

LAMPARA DE PARED DE 1 CABEZAL DE 180000 LUX C/U

MARCA: Great Medic

Modelo: P180MLX

CARACTERÍSTICAS:

LUX: $\geq 180,000$ LX.

Potencia: 80W.

Color de temperatura: 3000 - 6700 °K.

IRRADIANCIA: ≤ 6 W ($m^2 \cdot Lx$).

Spot Dia (d50): 100 mm.

Spot Dia (d10): 200mm.

Profundidad: 1000mm.

INDICE DE REPESENT. CROMATICA: ≥ 90 .

Diámetro del cabezal: 500 mm.

MATERIAL: Aleación De Aluminio.

LAMPARA DE PARED DE 1 CABEZAL DE 180000 LUX

