

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Esta lampara fluorescente o lámpara LED tiene un diseño novedoso de apariencia hermosa, cuenta con un soporte firme y tamaño pequeño, fácil de transportar. Se puede usar en clínicas dentales, en tratamientos a la piel, capilares, uñas, etc. Posee una luz nítida y limpia que permite trabajar mejor los detalles.
- Método de uso: 1. Conecte el interruptor luego encienda la luz led y deje que la lámpara de aumento se alinee con el examen requerido. 3. Ajuste la distancia del sitio y verifique la luz fría para lograr el estado más claro. 4. Este producto se puede utilizar como lámpara normal.
- Recomendación: 1. Si deja de usarlo, debe desconectar el enchufe. 2. El fluorescente se debe limpiar con un papel de uso especial para no rayarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tipo de Luz: fluorescente o LED.
- Luz LED: Se puede regular la intensidad de la luz entre 3 a 5 veces.
- Altura: 167cm.
- Ancho y largo del cabezal LED: 23cm.
- Largo de la base: 29.5cm.
- Ancho de la base: 24 cm.
- Potencia: 24W.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 60Hz.
- Nombre comercial: Lampara lupa led flexible.

