

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- El oxímetro está diseñado para monitoreo de forma continua o chequeo preliminar de la saturación de oxígeno arterial funcional (SpO₂) y frecuencia de pulso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales en hospitales. Muestra el valor de SpO₂, valor de frecuencia de pulso, plestismográfica, gráfica de barras, etc. (Opcional: sensor pediátrico y neonatal).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tipo de protección: Equipo alimentado internamente.
- Cumplimiento de EMC: Clase B.
- Grado de protección: Tipo BF-Parte aplicada.
- Modo de funcionamiento: Medición continua.
- Tamaño: 160 (L) x 70 (W) X 37,6 (H) (mm).
- Peso: 165 (g) (sin batería).
- Temperatura de trabajo: 5oC – 40oC.
- Temperatura de Almacenaje: -20oC – 55oC.
- Humedad de trabajo: 25% - 80% (sin condensación).
- Humedad de almacenaje: 25% - 93% (sin condensación).
- Presión atmosférica de trabajo: 860 hPa – 1060 hPa.
- Presión atmosférica de almacenaje: 700 hPa – 1060 hPa.
- Tipo de pantalla: 128x64 matriz de puntos LCD, con luz posterior LED.
- Modo numérico de fuentes grandes: Se muestra SpO₂, PR y gráfica de barras.
- Modo Onda: Se muestra SpO₂, PR, gráfica de barras y plestimograma.

**INCLUYE:**

- 1 Sensor de SpO₂ adulto, reutilizable.
- 4 Baterías alcalinas AA.
- 1 estuche de transporte.
- 1 Manual de operaciones.

