

PANTOSCOPIO RIESTER SURGICAL



MARCA: RIESTER SURGICAL

MODELO: 2050 2.7 V

PROCEDENCIA: PAKISTAN

PRESENTACION

El pantoscopio es un equipo médico utilizado como un apoyo para hacer el diagnóstico, en el examen de los ojos, los oídos, la nariz y la laringe.

COMPONENTES

➤ Oftalmoscopio May:

- ✓ Cabezal metálico, sólido y robusto.
- ✓ Otoscopio:
- ✓ Cabezal metálico cromado, resistente al envejecimiento.
- ✓ Tapa de vidrio desmontable para introducir instrumentos, con cierre hermético para la realización de pruebas neumáticas del tímpano.

➤ Portalámpara:

- ✓ Metálico cromado.
- ✓ Resistente y duradero.

➤ Espejo laríngeo:

- ✓ Para el uso con portalámparas.

➤ Soporte para depresor lingual:

- ✓ Elaborado en acero inoxidable.
- ✓ Apto para trabajo con bajalenguas de madera.

➤ Espéculo nasal:

- ✓ Metálico cromado de gran resistencia al envejecimiento.
- ✓ Apertura regulable mediante tornillo.



➤ **Mango:**

- ✓ Metálico cromado, altamente resistente.
- ✓ Superficie acanalada, antideslizante.
- ✓ Cierre mediante tornillo para el cambio rápido de los cabezales.
- ✓ Pieza de contacto doble de alta precisión, para una auscultación perfecta.

➤ **Accesorios:**

- ✓ 01 Cabezal de Otoscopio.
- ✓ 01 Cabezal de Oftalmoscopio.
- ✓ 01 Espéculo nasal expandible.
- ✓ 01 Portalámparas.
- ✓ 01 Espejo laríngeo N° 3.
- ✓ 01 Espejo laríngeo N° 4.
- ✓ 01 Soporte para depresor lingual.
- ✓ 01 Juego de (03) espéculos auriculares de 2, 3 y 4 mm.
- ✓ 01 Mango para pilas tipo C.
- ✓ 01 Lámpara de repuesto para otoscopio.
- ✓ 01 Estuche rígido.

