

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- El laringoscopio presenta una forma anatómica para facilitar la intubación y mejorar la visión. Con mango de acero inoxidable que permite ser tratado en esterilizados de ETO, es resistente al agua y la lámpara puede ser reemplazada con toda la facilidad sin recurrir al servicio técnico.
- El laringoscopio con extremo articulado es adecuado para intubaciones difíciles RSS.
- Desplazamiento delantero de la laringe.
- Gran tamaño de la lengua.
- Reducción del movimiento del cuello.
- Desplazamiento de los dientes superiores.
- Mandíbula recesiva.
- Reducción de apertura de la boca.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Con lámpara de luz LED para una luz blanca e intensa.
- Lámpara de desmontaje rápido.
- Esterilizable en autoclave a 134 °C durante 5 minutos.
- Palas de acero inoxidable con superficie de fácil limpieza.
- Palas ri-standard pala Macintosh, con lámpara de vacío 2,7 V, de forma innovadora para una intubación sencilla y una buena visión.
- Los bordes redondeados de la pala Macintosh reducen el riesgo de lesiones.
- Mango de acero inoxidable.
- Posibilidad de combinación total entre palas y mangos disponibles.
- Todas las palas son compatibles con mangos que cumplan la norma ISO 7376.
- Amplia selección de estuches con tres palas y posibilidad de combinar hasta 4 o 5 palas y mango.

