

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Tensiómetro aneroide manual + Estetoscopio Bokang, Recomendado para medir la presión arterial. Se recomienda su uso para personal de salud, estudiantes o en domicilio.
- Manómetro tipo reloj con gancho para sujetar al brazo y estuche para traslado.
- Insuflador (Pera) de látex para inflar el brazalete.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece.
- Brazalete de alta duración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Marca: BOKANG.
- alto empaque: 6CM.
- ancho empaque: 8CM.
- largo empaque: 13CM.
- Peso: 1kg.
- Contenido: 1 brazalete, 1 manómetro para medir la presión arterial, 1 estetoscopio, 1 llave de calibración y manual.
- Instrucciones uso: manual.
- Rango medición: manual.
- Parámetros medición: manual.
- Tipo de pantalla: Mono.
- Ancho: 5CM.
- Alto : 13CM.
- Largo: 12CM.