



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Es un tensiómetro manual + estetoscopio dúplex de doble campana.
- Es un dispositivo utilizado por profesionales de la salud y también en el hogar para monitorear la presión arterial sistólica y diastólica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Manómetro de aluminio.
- Cámara de látex de doble tubo.
- Brazaletes adulto de nailon.
- Llave de calibración incluida.
- Memoria membrana de 4.7cm de diámetro.
- Bolsa de nailon con cierre.
- Campana doble de aluminio y anodizada.
- Tubo estándar de PVC.
- Diámetro de manómetro: 5.0cm.
- Rango de medición: 0 a 300 mmHg.
- Graduación de escala: 2mmHg.
- Precisión: +/- 3mmHg.
- Material de pera de aire: PVC válvula básica de aire.
- Condición de operación de temperatura: - 20°C a 70°C.
- Humedad: 20% a 85%.
- Colores: Negro, Gris, Fucsia, Morado.

Accesorios:

- 1 tensiómetro aneroide.
- 1 estetoscopio de doble campana.
- 1 estuche de nailon.
- 1 par de olivas de repuesto.

