



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Instrumento empleado para la medición de la presión arterial.
- Utilizado en todas las áreas médicas.
- Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Pera de insuflación de látex.
- Microfiltro para protección de la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana resistente a sobrepresiones.
- Brazalete de nylon con cierre de velcro.
- Blader (bolsa interna del brazalete) elaborado en látex, con sistema de doble tubo.
- Carcasa metálica recubierta con pintura negra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Escala de medición de 0 a 300 mm Hg.
- Diámetro de la escala: 49 mm.
- Precisión: ± 3 mm Hg.
- Dimensiones del brazalete adulto: 54.5cm x 14.5cm (largo x ancho).
- Dimensiones del blader: 24cm x 13cm (largo x ancho).



Accesorios suministrados:

- 1 brazalete de nylon con cierre de velcro adulto.
- 1 estuche de vinilo con cierre.

