



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El Colchón anti escaras es una camilla médica que permite al usuario evitar úlceras, escaras y heridas por presión. Normalmente utilizan este tipo de equipos médicos los pacientes adultos mayores postrados.

Indicado para:

- Prevenir llagas y úlceras de presión causadas por largo periodos de cama.
- Uso hospitalario y en el hogar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Medida del colchón: 195 x 90 x 11 cm.
- Ancho compresor: 12 cm.
- Fondo compresor: 26 cm.
- Alto compresor: 8 cm.
- Peso: 1.10 kg.
- Voltaje: CA 220 V/230 V/110 V/120 V.
- Frecuencia: 50Hz/60Hz.
- Potencia: 10w.
- Presión regulable: 40-70 mm Hg.
- Caudal: 8 litros / minuto.
- Procedencia: alemana.
- Nombre comercial: colchón antiescaras.

