



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El Aspirador Portátil de secreciones Armoline-AL-01 es una unidad de succión portátil fabricada y diseñada por profesionales con alto estándar. El aspirador es para sustituir el mecanismo fisiológico de expulsión de secreciones del tracto respiratorio, bien sea por Alteración estructural (traqueotomía) o Imposibilidad funcional por parte del paciente (enfermedad neuromuscular).
- El aspirador de secreciones tiene por objeto prevenir la obstrucción y evitar las complicaciones que se puedan desarrollar relacionadas con la presencia de secreciones generadas en la vía aérea.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Clase de dispositivo: Dispositivo médico Clase II (Directiva de dispositivos médicos no 93/42 / CEE).
- Tipo: Eléctrico.
- Aplicaciones: Para sistema de drenaje, de fluidos biológicos.
- Configuración: Portátil.
- Motor: Bomba de pistón sin aceite y sin mantenimiento.
- Potencia: 0,18 kVA (0,24 hp).
- Presión: Máx.: 0,75 bar (10,88 psi) – Mín.: 0 bar (0 psi).
- Clasificación ISO 10079-1: Alto vacío / bajo flujo de aire.
- Clasificación IP: IP 20.
- Voltaje y Frecuencia: AC 200-240V $\pm$ 10% – 50Hz $\pm$ 2%.
- Consumo de Energía: 184VA 5.
- Límite máx. presión de vacío (sin jarra): -0.75bar -75kPa -563mmHg.
- Fusible: F 1 x 1.6AL 250 V.
- Caudal de aire libre máximo: 15 l / min.
- Ruido: $\leq$ 55dB (A).
- Recipiente de recolección de líquidos: 1000 ml.
- Peso: 2,41 kg.
- Dimensiones: 240 x 190 x 130 mm.
- Sistema de operación: Operación continua.
- Fabricada en: Turquía.
- Nombre comercial: Aspirador portátil armoline.

