



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Un balón de oxígeno, también conocido como tanque o cilindro de oxígeno, es un dispositivo médico que almacena oxígeno medicinal para tratar afecciones respiratorias.

¿Para qué se usa?

- Para tratar afecciones que causan hipoxia, una condición en la que los niveles de oxígeno en la sangre son bajos.
- Para mejorar los síntomas de la hipoxia, como la dificultad para respirar, la fatiga y la confusión.
- Para prevenir complicaciones graves, como insuficiencia cardíaca, daño cerebral y muerte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Marca: sefic.
- Modelo: CGA-540.
- Material: aluminio.
- Capacidad: 1700 Litros.
- Peso de 10.5 Kg
- Tiempo de duración: A un consumo de 2LPM =14 horas.
- Altura: 82 cm.
- Diámetro: 18 cm.
- Incluye: regulador con flujómetro de 0-15LPM.
- Incluye: frasco humidificador y cánula binasal.
- Incluye recarga: sí.
- Nombre Comercial: Balón de oxígeno.

