

CILINDRO DE OXIGENO DE ALUMINIO 3.5 M³

Marca
Catalux

Modelo
MM

Procedencia
USA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los cilindros de aluminio son 40% más ligeros que los de acero.
- Están limpios para uso de oxígeno medicinal.
- Barniz transparente de seguridad, además de protegerlo contra el medio ambiente sirve para indicar cuando se sobrecalienta al aluminio durante el proceso de llenado o uso, muy fácil de limpiar.
- Cuerda de entrada recta para minimizar el daño al cambiar la válvula.
- Sello con empaquetadura de nylon para mayor seguridad.
- Incluyen válvula medicinal CGA-540.
- Cumplen con el departamento de transporte (DOT) en USA y Canadá (TC).
- Presión de trabajo 2015 psi.
- Cada cilindro es probado e inspeccionado individualmente por una agencia externa al fabricante.
- Exceden más de 10.000 ciclos de llenado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

	Dimensión
Capacidad	3455 L
Altura	104 cm
Diámetro	22 cms
Tipo de válvula	CGA-540
Presión de trabajo	2015 PSI
Presión de prueba	2216 PSI
Color	Verde
Norma	DOT-3AL

