

CILINDRO DE OXIGENO ACERO 6M3

MARCA: CATALUX

MODELO: JD (CGA-540)

PROCEDENCIA: CHINA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Botella de Oxígeno, de acero recargable sin soldadura. Diseño, construcción elaboración y ensayos parte 1: Botella de acero templado y prevenido con una resistencia a la tracción inferior a 1100 mpa.
- Mango de protección para evitar el daño a la válvula.
- Incluyen válvula medicinal CGA540.
- Presión de trabajo 150 BAR.
- N° Serial: Indicado en cada balón
- Capacidad: 6 M3.
- Material: Acero Cr Mo.
- Exceden más de 10´000 ciclos de llenado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

	Dimensión
Capacidad	6 M3
Altura	1.53 M
Diámetro	21 CM
Tipo de válvula	CGA-540
Presión de Trabajo	150 BAR
Pared del cilindro	5.2mm
Capacidad	40.2 Litros
Peso	46.8 Kilos aprox
Presión de Prueba	250 BAR
Norma	ISO 9809-1

