



DESCRIPCIÓN GENERAL:

MD = 425 L

- 1 lpm → 7.1 horas.
- 2 lpm → 3.5 horas.
- 3 lpm → 2.4 horas.
- 4 lpm → 1.8 horas.
- 5 lpm → 1.4 horas.
- 6 lpm → 1.2 horas.
- 7 lpm → 1.0 horas.
- 8 lpm → 0.9 horas.
- 9 lpm → 0.8 horas.
- 10 lpm → 0.7 horas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: oxigenoterapia / ozonoterapia y más.
- Capacidad de agua: 2.9 l.
- Peso del balón: 2.5 kg.
- Capacidad de o₂: 425 l / 0.425 m³.
- Material: aluminio.
- Presión de trabajo: 2215 psi / 153 bar.
- Presión de prueba: 3625 psi / 250 bar.
- Modelo de válvula: cga-870.
- Grosor de la pared del balón: 4.9 mm.
- Color del balón: verde.
- Categoría de balón: portátil.
- Norma: DOT 3AL / CALIFORNIA (USA).
- Nombre comercial: balón de oxígeno.

ACCESORIOS:

- Balón de oxígeno.
- Regulador de oxígeno XL.
- Frasco humidificador.
- Cánula binasal.
- Incluye recarga de oxígeno.

