



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Utilizada en accidentes o lesiones de columna vertebral.
- facilita el traslado en emergencias.
- Elaborada a base de polietileno (plástico).
- Por su material la camilla flota en el agua.
- Traslúcida lo que le permite usarse en Rayos X.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Material: polietileno de alto impacto.
- Cantidad del paquete: 1und.
- Tamaño: 184 x 45 x 6cm.
- Peso del producto: 7.5 kg.
- Soporta carga: 185 kg.
- Color: anaranjado.
- Propiedades: 100% translúcida a los rayos x.
- Usos: hospitales, ambulancias, centros de trabajo y en todo lugar donde exista riesgo de producirse un accidente.
- Nombre comercial: camilla o tabla rígida de emergencia.
- Incluye: 3 correas negras.

