

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Este producto está hecho de plástico y esponja de espuma.
- El material de espuma suave hace que se ajuste al cuello y sea cómodo.
- El collarín de esponja es adecuado para la persona que se lastima el cuello y necesita apoyo vertical. También es adecuado para pacientes con dolor de cuello durante los primeros auxilios. Puede reducir el dolor, aflojar todos los músculos del cuello y aliviar el esguince de cuello.
- Puede cooperar con la apertura de las vías respiratorias para facilitar el control de la arteria carótida y la intubación de la tráquea, el diseño del orificio abierto en la parte posterior es conveniente para la palpación y la permeabilidad del aire, un bloqueo fijo único garantiza la estabilidad y la simetría del tapón del cuello.
- Todo el material no tiene componentes metálicos. Es adecuado para que los pacientes realicen radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, y no es necesario quitarse el aparato ortopédico en el momento de la inspección.
- Puede formar un sistema de fijación espinal con tableros espinales juntos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Uso:	Ortopedia / trauma y más.
Modelo:	AD-17 (adulto).
Tamaño abierto:	57 × 17 × 1 cm.
Tamaño del embalaje (50PCS):	60 × 50 × 41 cm.
NO (1PCS):	0,13 kg.
GW (50PCS):	8 kg.
Nombre comercial:	Collarín cervical.

