

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Concentrador de oxígeno de uso domiciliario que usa la tecnología PSA (Tecnología de absorción por cambio de presión) para separar directamente el oxígeno del nitrógeno a temperatura normal, lo cual produce oxígeno de alta pureza. Cuenta con display LCD grande para visualizar el tiempo de uso y otras funciones. Posee Filtro HEPA y filtro antibacterial para evitar el ingreso de cualquier impureza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Concentración de Oxígeno $93\% \pm 3\%$.
- Presión de salida de Oxígeno: 20 Kpa a 60 Kpa.
- Peso: 20 Kg.
- Dimensiones: 344 x 306 x 565 mm.
- Sistema: Trabajo continuo 24 horas.
- Nivel de sonido menor a 56 dB(A).
- Hasta 10 litros por minuto.
- Sistema de seguridad Baja concentración de oxígeno alarma /alarma de fallo de alimentación, alarma de mantenimiento.
- Un flujo de 0 a 10 lpm.
- 4 botones de control.
- Nombre Comercial: concentrador de oxígeno.



Cánula Nasal



Filtro de aire



Filtro HEPA



Frasco Humidificador