

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Juego / kit de férulas conformables en aluminio y neopreno.
- Férula con núcleo de aluminio conformable para la inmovilización simple de las extremidades en caso de fractura o esguince.
- Ofrecen un sistema de inmovilización rápido y práctico para miembros fracturados o dislocados para el transporte posterior del paciente.
- Equipados con un alma rígida pero también moldeable, se adaptan a cualquier tipo de rescate, ocupando una huella mínima gracias a las dimensiones muy pequeñas.
- Disponible en 5 tamaños., cierre y ajuste con velcro.
- El velcro naranja indica la parte superior de cada férula.
- Material: férula de neopreno recubierta de nylon laminado repelente al agua conformable gracias al aluminio contenido en su interior.
- Se adaptan a todo tipo de cuerpo.
- No crean compresiones en las telas.
- Mantienen la temperatura corporal.
- Reducen la congestión alrededor de la lesión.
- Cierres de modelado con velcro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: ortopedia / trauma y más.
- Medidas: 57 x 25 x 26 cm.
- Peso: 6.5 kg.
- Materiales: neopreno, aluminio, nylon.

ACCESORIOS:

- Pierna: 580 x 450 mm $\pm$ 10, 360 gr.
- Brazo: 590 x 280 mm $\pm$ 10, 300 gr.
- Antebrazo: 390 x 300 mm $\pm$ 10, 206 gr.
- Muñeca: 310 x 240 mm $\pm$ 10, 145 gr.
- Codo/Tobillo: 540 x 280 mm $\pm$ 10, 273 gr.

