

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Esta funda está diseñada para proteger y trasladar camillas rígidas, inmovilizadores de cabeza y correa spider aislándolo del polvo. Asimismo, para evitar que la camilla sufra algún rasguño u otros daños al ser trasladado y lograr preservar la camilla por mucho más tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Material: nylon impermeable.
- 1 bolsillo exterior para guardar el inmovilizador de cabeza.
- 1 bolsillo exterior para guardar la correa spider.
- Cuenta con 3 cintas reflectivas para su mejor visualización en situaciones de poca luz.
- Cuenta con 2 asas de transporte.
- Altura: 190 cm.
- Ancho: 53 cm.
- Nombre comercial: funda para tabla rígida.
- Color: imagen de referencia.
- Procedencia: Perú.

