



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- El flujómetro VCV tienen un rango de caudal de 0 a 15 LPM, con un flujo mínimo de descarga de 65 LPM.
- Materiales usados: bronce, latón y cromo macizo niquelado.
- Campana y tubo medidor de policarbonato resistente.
- Flotador de bola de acero inoxidable.
- El flujómetro está calibrado a 50 psi y 70 °F.
- El flujómetro cuenta con contrapresión compensada.
- Conexión de entrada: DISS 1220.
- Conexión de salida DISS 9/16.
- Conexión DISS de apriete manual.

