



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Este producto está hecho de esponja de espuma.
- La exclusiva correa para la barbilla está diseñada para adaptarse a la frente del paciente.
- Grandes orificios para los oídos para monitorear el canal auditivo del paciente.
- Interferencia mínima con los procedimientos de rayos X, resonancia magnética o tomografía computarizada.
- La espuma sumergida en vinilo impermeable facilita la limpieza.
- Compatible con todos los tableros planos, se puede utilizar con tablero espinal, camilla tipo cuchara y collarín cervical.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: ortopedia / trauma y más.
- Tamaño del paquete: 56x56 x45cm.
- Capacidad de soporte: ≤ 159 kg.
- Peso propio: 1 kg.
- Color: rojo.
- Nombre comercial: inmovilizador de cabeza.

