

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Inmovilizador lateral de cabeza es perfecto para ser utilizado en tablas espinales, fabricado en espuma de alta densidad con terminación engomada permite permeabilidad completa del equipo. Su parte posterior con refuerzo acolchado permite suavizar la prolongada permanencia de cabeza del paciente.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Inmovilizador de cabeza lateral fabricado en espuma pretendidas de alta densidad recubierta por engomado Hidrifuga.
- Desmontable ajustable con velcro de alta duración.
- Fácil Lavado.
- Material Hipo alergénico.
- La unidad viene completa con Base, dos almohadillas de apoyo (laterales) y correas de mentón y cabeza.
- Translucido: No interfiere con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT.
- No absorbe fluidos corporales.
- Orificio a la altura de los oídos lo que permite un fácil monitoreo.
- Dimensiones: 42 × 27 × 14 cm.
- Peso neto: 7.12 kg.
- Color: rojo.
- Nombre Comercial: inmovilizador de cabeza.

