

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- El kit de férula semirrígida es un equipo diseñado para inmovilizar todas las extremidades del cuerpo.
- Fabricado con materiales de alta duración y cubierta de fácil lavado.
- Kit de férulas de inmovilización semirrígidas de 6 piezas.
- Traslucidas a los rayos X.
- Ligeras, eficaces, simples y prácticas.
- Lavables y reutilizables.
- Hecho de espuma Foamd y ajustes de velcro, un material no absorbente; la sangre y los fluidos corporales se pueden limpiar fácilmente.
- Se ajusta rápidamente a la zona lesionada.
- No se ve afectado por la temperatura y las condiciones climáticas severas.
- De rayos X y la resonancia magnética translúcido compatibles.
- Material termostático no afecta cambios de temperatura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: Ortopedia/ trauma y más.
- Material: Espuma Foamd y ajustes de velcro.
- Dimensión del producto: Piernas: 1° 83 cm, 2° 70 cm, 3° 37 cm.
- Dimensión del producto: Brazos: 1° 69 cm, 2° 61 cm, 3° 33 cm.
- Color: Azul acero.
- Presentación: Juego de 06 piezas.
- Accesorios: Bolsa de transporte negro.
- Peso neto: 2 Kg.
- Peso bruto: 3 Kg.
- Nombre comercial: Kit de férula semirrígida.

