

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- La mascarilla de RCP con válvula unidireccional se utiliza durante emergencias respiratorias y cardíacas como barrera física al administrar respiraciones de rescate. La válvula unidireccional impide que los fluidos corporales y los patógenos transportados por el aire lleguen al reanimador.
- Recomendación: remoje la mascarilla durante 10 minutos en una mezcla de agua con un poquito de lejía. Nunca limpie la válvula, enjuagar con agua y secar al aire.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: Emergencia / Resucitación y más.
- Con estuche: Si.
- Material: PVC.
- Uso: Adulto – Niño, transparente, borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.
- Nombre comercial: Mascara RCP.

