

MANOMETRO DE CONTROL UNIVERSAL PARA CUFF VBM

MARCA:VBM

MODELO: REF 54-70-000

PROCEDENCIA:ALEMAN

Características del producto

- Para monitoreo de presión durante el uso de tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía con balón.
- Su correcto uso ayuda a reducir la micro-aspiración y prevenir que la neumonía asociada por ventilación se produzca en el primer lugar.
- Los dispositivos reducen el riesgo de necrosis por presión y la isquemia de la mucosa. Ayudan a prevenir el riesgo de aspiración que puede conducir a la posibilidad de neumonía.
- El sistema analógico sin depender de ninguna fuente de energía hace que los indicadores de presión del manómetro sean altamente fiable en cualquier circunstancia (al aire libre, transporte, O).
- La precisión de la pantalla, así como los intervalos de presión predefinidos ayudan a los usuarios para mantener la presión correcta con cualquier tipo de dispositivos de vía aérea.
- Tiene una escala de presión desde 0 hasta 120 cmH₂O. Escala crítica desde 60 hasta 120 cmH₂O. Trae tubo conector.
- El Endotest se puede sostener y operar con una mano, dejando la otra mano libre. El interruptor de gatillo de la yema del dedo le brinda un control total para: aumentar y mantener la presión deseada del manguito. Disminuya la presión del manguito gradualmente.

