

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- El Nebulizador Armoline es un dispositivo médico de alta calidad que permite administrar medicamentos directamente a los pulmones a través de la inhalación. Es ideal para adultos y niños, especialmente para pacientes con asma, bronquitis u otras afecciones respiratorias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Peso: 1.55 kg.
- Compresor: Sin aceite y pistón libre de mantenimiento.
- Alimentación de energía: 220V/230V – 50Hz/60Hz.
- Consumo de energía: 170 VA.
- Presión máxima: 2.5 bar 36 psi 250 kPa.
- Presión operacional: 2.2 bar.
- Flujo de aire de operación: 5.31 L/min.
- Tasa de nebulización con 4 ml de solución máxima.
- Nivel de ruido: 52DbA.
- Ciclo de trabajo: 20 min encendido / 40 min apagado.
- Nombre comercial: Nebulizador Armoline AL-50.

**ACCESORIOS:**

- 01 maquina nebulizadora.
- 01 tubo de aire.
- 01 mascarilla pediátrica.
- 01 mascarilla adulto.
- 01 boquilla.
- 01 copa nebulizadora.

