



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- CUIDADO RESPIRATORIO™ Besmed, está diseñado para pacientes médicos con insuficiencia respiratoria grave e insuficiencia respiratoria post operatoria, o aquellos que no son aptos para intubación o pacientes que necesitan cuidados paliativos. Reduce la frecuencia respiratoria en caso de insuficiencia respiratoria y puede disminuir los síntomas de dificultad respiratoria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Bolsa de oxígeno 100% libre de látex.
- Diseñado para acoplarse al equipo de reanimación manual.
- Fabricada en Silicona grado médico, resistente y segura.
- Material: policarbonato, PE y PVC.
- Entrada de la bolsa de silicona: 22mm.
- Bolsa adulto y pediátrico: 2500ml.
- Bolsa neonatal: 1000ml.
- Nombre Comercial: bolsa de reservorio para besmed.

INFORMACIÓN DEL PEDIDO		
Código	Descripción	Unidades por caja
BR-62625	Bolsa reservorio de oxígeno de pvc 2500ml.	200/caja
BR-62610	Bolsa reservorio de oxígeno de pvc 1000ml	200/caja

