

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Resucitador besmed manual está diseñado para proporcionar respiración y ayuda eficaz.
- Su seguro de construcción simple hace adecuado para su uso en situaciones agudas.
- Diseñado para ser utilizado en la respiración artificial y resucitación cardio pulmonar, puede ser utilizado en las áreas de emergencia, hospitalización, sala de operaciones, ambulancias.
- Resistente al uso frecuente, de fácil manejo y desinfección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Válvula de paciente (pico de pato) con sistema de pivote.
- Válvula de seguridad: ISO ID 15mm, 22mm OD (RELIEF).
- Volumen del depósito de silicona semi-transparente esterilizable en autoclave 280ml.
- Válvula de limitacion de presion pop-off 40cmH2O de oxígeno duradera (policarbonato).
- Válvula PEEP de 2 -10 cmH2O.
- Válvula de entrada que permita una concentración de oxígeno 45% sin bolsa reservorio de oxígeno.
- Concentración de oxígeno de 99% administrado con bolsa reservorio de oxígeno.
- Volumen de la bolsa reservorio hasta 1000ml.
- Válvula de reservorio de oxígeno esterilizable en autoclave.
- Válvula PEEP esterilizable en autoclave.
- Conexiones estándar para mascarillas y tubos endotraqueales.
- Muerto-espacio: sin reinspiración.
- Mascarilla facial de silicona, completamente transparente con bordes anatómicos tipo acojinados, esterilizable en autoclave.
- Tubo de conexión al balón de oxígeno desechable.
- Peso paciente: <7kg.
- Temperatura recomendada 18°C - +60°C.
- Esterilización en autoclave a 134°C.
- Certificados: cumple normas ISO 9001 y 13485.
- Marca CE enumerados.
- Aprobado por la FDA.
- Nombre Comercial: resucitador manual neonatal besmed.

**Accesorios:**

- 01 deposito resucitador de silicona de 280ml.
- 01 mascara facial de silicona #1 anatómicas, transparentes, autoclavable.
- 01 bolsa de reservorio de oxígeno PVC desechable de 1000ml.
- 01 válvula peep autoclavable de 2 -10 cmH2O (naranja).
- 01 tubería para conexión a balón de oxígeno, 2m.
- 01 válvula paciente y 01 Válvula de sobrepresión 40cm H2O.
- 01 maletín o estuche almacenamiento y 01 Manual de usuario.
- 01 maletín o estuche almacenamiento y 01 Manual de usuario.

