



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El equipo es ligero, de pequeño tamaño, fácil de transportar, fácil de usar y fácil de esterilizar y limpiar
- Diseñada para que el personal de emergencias transfiera pacientes para subir y bajar escaleras.
- Estructura plegable Ahorra espacio en ambulancia.
- Debajo de la parte delantera de la silla, tiene dos varillas de levantamiento flexibles.
- Plegable y ahorra el espacio en coche de la ambulancia.
- Dispone de cuatro ruedas que facilitan la movilidad de los pacientes sobre la mayoría de las superficies con un mínimo esfuerzo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Estructura: aluminio.
- Espaldar: desmontable.
- Asiento: desmontable.
- Soporte de peso: 120kg.
- Peso neto: 10Kg.
- Medidas de la silla: Alto 98cm x Ancho 49cm x Largo 73cm.
- Ancho del asiento: largo 50cm x Ancho 43cm.
- Altura del piso al asiento: 51cm.
- Altura del espaldar: 52cm.
- Alargamiento de las varillas: hasta 100cm.
- 4 llantas macizas de 5 pulgadas.
- Descansapiés: Tipo Bandeja abatible.
- Tres cinturones de seguridad.
- Freno manual en llantas traseras.
- Nombre Comercial: silla para ambulancia.

