

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Es un dispositivo utilizado para medir la temperatura corporal colocándolo en la axila. Tiene una pantalla digital donde muestra la temperatura, un sensor en la punta que detecta el calor corporal y un botón de encendido/apagado. Emite un pitido cuando termina la medición. Es pequeño, ligero, fácil de usar y permite obtener la temperatura de manera rápida y sencilla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: Individual.
- Indicador de sonido.
- Rango de medición: 32 C°- 42.9 C°.
- Precisión: 0.1°C.
- Batería: 200 horas aprox.
- Presentación: caja x 1 und.
- Temperatura de uso: 5°~ 40°C(41°F~104°F).
- Almacenamiento y transporte: -20°~ 55°C(-4°F~131°F).
- Humedad relativa: 15%~95%%RH.
- Memoria: Para guardar el ultimo valor medido.
- Nombre Comercial: Termómetro digital.

