



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El termómetro electrónico puede tomar la temperatura sin tocar la piel.
- El termómetro electrónico sin contacto puede medir la temperatura corporal en 1 segundo.
- Evita infecciones cruzadas.
- Colocar el termómetro a 1 cm - 5 cm del centro de la frente.
- Pantalla grande: Pantalla LCD grande, retroiluminación blanca, cualquier luz se puede mostrar claramente.
- Alarma de temperatura: Ajuste la temperatura de la alarma libremente.
- Conversión de la unidad: utiliza Celsius y Fahrenheit para convertir entre sí.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Resolución de pantalla: 0.1°C.
- Precisión: Modo temperatura 32°C~42.5°C.
- Rango de medición: 32°C~34.9°C $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, 35°C~42°C $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, 42°C~42.5°C $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$.
- Distancia de medición: 1cm~5cm.
- Rango de temperatura: 10°C~40°C.
- Humedad relativa: $\leq 85\%$.
- Alimentación: Batería DC9V.

