

ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL

MARCA: CA-MI / MODELO: ASKIR 36 BR / PROCEDENCIA: ITALIANA

Una unidad de aspiración quirúrgica indicada para salas, departamentos y tarjetas de emergencia.

Gracias a su versatilidad puede utilizarse en cualquier situación seleccionado la tensión de alimentación más adecuada.

El dispositivo es adecuado para la aspiración nasal, oral y endotraqueal de fluidos corporales de adultos y niños.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- Ciclo de trabajo continuo: el aparato puede funcionar sin interrupción 24/24 h para garantizar el mejor rendimiento.
- Pequeño tamaño-alto rendimiento: gracias a su potente motor puede alcanzar rápidamente una potencia máxima de aspiración de -600 mmhg Bar.
- Accesorios duraderos: los accesorios están fabricados con materiales resistentes y esterilizables en autoclave para garantizar la seguridad y la higiene a lo largo del tiempo.
- Uso universal: funciona con un adaptador de CA/CC de 110-240V 50/60 o con una batería recargable o un adaptador de coche de 12 V.

DATOS TECNICOS:

- Motor: bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.
- Tensión de alimentación:
 - Adaptador de corriente: Entrada 100-240V 50/60 Hz.
 - Batería de plomo: Salida 14V 12V.
 - Adaptador para coche 12V.
- Clasificación ISO 10079-1: alta aspiración/alto caudal.
- Vacío máximo: -0,80bar / -80kPa / -600mmHg.
- Valor a nivel del mar las diferentes altitudes pueden afectarle.
- Flujo de aire libre: 36L/MIN.
- Nivel del ruido: 65,5 Db.
- Ciclo de trabajo: CONTINUO solo por red eléctrica.
- Grado de protección IP: IP21.
- Peso: 4,06 kg.
- Dimensiones: 35x18x21 cm.
- Frasco de policarbonato autoclavable en 121°C.
- Autonomía de la batería: 60 min después de 4 horas de recarga.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- ✓ 01 frasco reutilizable de 1000ml.
- ✓ 01 juegos de Tubos de silicona reutilizables.
- ✓ Conector cónico.
- ✓ 01 filtro antibacteriano e hidrófobo.
- ✓ Adaptador universal de corriente.
- ✓ Adaptador para coche de 12V.

**FRASCO DE POLICARBONATO,
CON ESCALA DE MEDIDA
GRABADO.**



**PRESION DE ASPIRACION
AJUSTABLE, y
MANOMETRO
INDICADOR DE PRESION**

**EQUIPO COMPACTO Y
PORTATIL**

LLEVA SU ASA PARA CARGAR.



**ADAPTADOR A RED
ELECTRICA, CABLE
CARGADOR Y PARA
CONEXIÓN A COCHE**



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
Y APAGADO



ADAPTADOR A RED
ELECTRICA



**FILTRO
ANTIBACTERIANO E
HIDROFOBO**

**JUEGO DE
TUBULARES**





TUBULAR DE
ASPIRACION DE
MEDIDA UN
METRO



PRESION
REGULABLE,
CON LA MANIJA