



PRÁCTICAS

ORL

Atención Domiciliaria

Pabellón quirúrgico
Sala operaciones

Traqueotomía

NEW ASPIRET es una unidad de succión eléctrica de sobremesa ideal para la aspiración de fluidos corporales (nasal, oral y traqueal) en adulto y niños. Adecuada para pacientes traquetomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapias post-operatoria. NEW ASPIRET tiene canales de venta tanto en el ámbito hospitalario como en el cuidado en casa, casas de retiro y clínicas privadas.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Frasco de recolección con sistema de válvula de desagüe (diferentes opciones, ver abajo)
- Tubos de Silicona largo 140 cm autoclavable 6x10 mm + Conector Cónico Ø 8-9-10 mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso de un solo paciente)
- Sonda de aspiración CH20
- Cable de conexión con Enchufe tipo "Schuko"

OPCIONAL

- Carro con 5 ruedas Ø 50 mm con frenos (antiestáticas bajo pedido) REF 27731
- Bolsa de transporte (para frasco de 1000ml) SP 0207/02
- Bolsa de transporte (para frasco de 2000ml) SP 0207

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de alimentación	230V-50Hz - Otras configuraciones disponibles según se solicite
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO/ BAJO FLUJO
Código IP	IP21
Vacío máximo (ajustable)	-0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg
Flujo de Aire Libre	15 l/min (máxima velocidad)
Nivel de Ruido	59,6 dBA
Ciclo de Trabajo	Operación continua
Peso	2.20 Kg
Dimensiones	23 x 19 x 16 cm
Años de Garantía	2
Configuración de embalaje	4 Udds./Caja
Lugar de Fabricación	Italia

Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

RE 310001	NEW ASPIRET con Frasco de 1000ml autoclavable, fabricado en policarbonato Makrolon 2858
RE 310001/01	NEW ASPIRET con Frasco de 2000ml autoclavable, fabricado en policarbonato Makrolon 2858
RE 310002	NEW ASPIRET con Bolsa desechable Flovac® de 1000ml y Contenedor reutilizable
RE 310002/01	NEW ASPIRET con Bolsa desechable Flovac® de 2000ml y Contenedor reutilizable

NEW ASPIRET con Frasco APEC® autoclavable hasta 143°C disponible bajo pedido