



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Aspirador portátil, diseñado en base al desarrollo de orientación para productos en el hogar.
- Equipo de succión de lubricación sin aceite, que es adecuado para el paciente que tiene dificultad para eliminar flemas, así en también para aspirar líquidos tales como pus y sangre durante la práctica clínica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Máximo vacío: 0.075 MPa.
- Potencia: 90 VA.
- Intervalo de vacío: 0.02 Mpa – max vacío.
- Caudal: 15L/min.
- Capacidad de la botella: 1000 ml.
- Ruido: 65 dB.
- Tensión nominal: 220 V AC.
- Peso neto: 2.9 kg.
- Dimensiones: 335 x 150 x 240 mm.
- Nombre comercial: Aspirador portátil FOLEE H003-C.

