



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Succionador transportable de vacío.
- Se caracteriza por su bomba libre de aceite, alta velocidad de flujo y bajo nivel de contaminación.
- Cuenta con 2 botellas de vidrios de alta capacidad, fáciles de limpiar y sistema de cierre hermético.
- Viene con protección sobre flujo que impide que las secreciones lleguen a la bomba.
- La manguera de PVC (no toxico), facilita el seguimiento de la succión.
- Está equipado con un litro de aire que reduce las bacterias de las sustancias absorbidas y el medio ambiente.
- Posee interruptor de mano y pie que facilita la labor del operario.
- Ideal para salas de operaciones.
- sangre durante la práctica clínica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Bomba: Libre de aceite.
- Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida.
- Capacidad: 2500 mL X 2 (5L en total).
- Máximo vacío: mayor o igual a 0.09Mpa (680 mmHg).
- Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min.
- Intervalo de vacío ajustable: 0.02 – 0.09Mpa (150-680 mmHg)
- Nivel de ruido: menor o igual a 60dB (a).
- Potencia de trabajo: 250 VA.
- Fuente de alimentación: -220 +- 10% 50 Hz/ 60Hz
- Sistema de trabajo: Operación continua con carga intermiten
- Nombre comercial: Aspirador rodable SMAF YX930D.

