

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Equipo utilizado para infundir soluciones de fármacos, por vías parenterales, en volúmenes altos de manera precisa y segura. Su versatilidad permite efectuar micro y macro infusiones, adaptándose a la necesidad del usuario y posibilitando su uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, es la más liviana del mercado. Todos estos atributos facilitan y optimizan la labor del Profesional de Salud.
- Solo para su uso en los servicios de UCI, Emergencia, Sala de Operaciones u otros solo con la responsable supervisión del personal asistencial o de salud.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Modelo: DI-2000.
- Mecanismo de bombeo: Tipo peristáltico.
- Pantalla de 7 segmentos.
- Volumen de infusión: Máximo de 9999ml.
- Rango de flujo de infusión: 0.1~1200 ml/h.
- Micro(encendido): 0.1~99.9 ml/h (incrementos de 0.1 ml/h de pulgada).
- Micro(apagada): 1~1200 ml/h (incrementos de 1 ml/h de pulgada).
- Volumen total de Infusión: 0~9999 ml o infinito.
- Dimensiones (An*Pr*Al): 120*130*206 mm.
- Batería: Recargable de Níquel-Hidruro metálico (Ni-Mh) con autonomía de aprox. 4 horas en un rango de flujo de 25 ml/h.
- Energía: 100-240 VAC, 50/60Hz.
- Peso: 1.7 Kg.
- Marca: DAIWHA



- Visualización digital de parámetros programados:

- Volumen de infusión.
- Flujo de infusión.
- Volumen total.

- Sistema de Alarmas en dos canales:

- Puerta abierta.
- Oclusión.
- Detección de burbujas de aire.
- Batería baja/vacía.
- Infusión completa.
- Mal funcionamiento.

- Configuración del rango de flujo:

- Micro configuración.
- Modo dopaje.
- Modo de configuración de tiempo.
- Modo de configuración Gtt (Goteo/min).

**ACCESORIOS ESTÁNDAR:**

- Abrazadera del Soporte de Infusión.
- Sensor de goteo.
- Manual de Usuario y Cable de poder AC.