



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El marco está hecho de aleación de aluminio.
- Carriles de la superficie y laterales por inyección.
- Superficie con estructura separada con la sección de respaldo apoyado por el resorte neumático.
- Su manejo manual del carro se acciona fácil y sencillamente.
- Asa trasera para el tablero de subida y bajada.
- Manija de resorte de gas ubicada en los extremos de la cabeza, Respaldo 0-85 °.
- Rieles laterales de PP plegables, que se pueden subir y bajar respectivamente.
- Con fácil de uso y limpieza.
- Freno controlado centralmente ubicado en los extremos del pie.
- Manivela para levantar la camilla en sentido horario y bajado sentido antihorario.
- Este dispositivo te permite visualizar las radiografías gracias a un sistema de iluminación por transparencia del negativo, es utilizado en consultorios médicos y veterinarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tamaño del producto: 193x71x55-85cm.
- Tamaño de embalaje (1pc / cartón): 199x73x65cm.
- Peso neto del producto: 75 kg.
- Peso con embalaje : 105 kg.
- Respaldo: 0-85°.
- Nombre comercial: camilla de transporte y transferencia.

