

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Electrobisturí de 350w, ideal para sala de operaciones y cirugía mayor. Equipo de graduación analógica y de potenciadores de corte y coagulación separados.
- La unidad electroquirúrgica, también conocida como bisturí eléctrico es un equipo electrónico capaz de transformar la energía eléctrica en calor con la finalidad de coagular, cortar o eliminar tejidos blandos eligiendo para esto corrientes que se desarrollan en frecuencias por encima de los 2000.000 Hz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Alimentación: 220v – 60Hz.
- Potencia de coagulación: 350w – 500 ohm.
- Potencia de corte: 350w – 500 ohm.
- Potencia monopolar: 350w – 500 ohm.
- Potencia bipolar: 300w – 450 ohm.
- Nombre comercial: Electrobisturí fergutron 3500.

ACCESORIOS:

- 1 cable auxiliar de laparoscópica.
- 1 cable conector a corriente.
- 3 lápices monopolares descartables de botón.
- 1 lápiz bipolar.
- 5 electrodos monopolares básicos.
- 1 pedal de activación doble de corte y coagulación.
- 1 placa metálica de retorno.

