

CARACTERÍSTICAS GENERALES:**Rendimiento principal electrocardiógrafo 6 canales pantalla táctil ECG 600G**

- ✓ Clase de protección: Clase I, tipo CF parte aplicada. hay circuito de desfibrilación.
- ✓ Fuente de alimentación: AC: 100V ~ 240V, 50/60Hz.
- ✓ DC: 7.4V, 3700 mAh de la batería de litio recargable.
- ✓ Especificación del fusible: 2 piezas $\phi 5 \times 20$ mm lag tiempo AC; T1.6A/250V (Fuente de alimentación: 220V).

Impresora de electrocardiograma

- ✓ Modo de grabación: sistema de impresión térmica.
- ✓ Especificaciones del papel de impresión : 110mm (W) x 20m (L) de alta velocidad.

Papel velocidad:

- ✓ Auto-registro: 25 mm / s, error 50 mm / s, $\pm 5\%$.
- ✓ El ritmo récord: 25 mm / s, error 50 mm / s, $\pm 5\%$.
- ✓ Manual-registro: 5mm / s, 6,25 mm / s, 10mm / s, 12,5 mm / s, 25mm / s, 50mm / s, 100mm / s, error: $\pm 5\%$.

Características físicas

- ✓ Tamaño: 315 mm (largo) x 215 mm (ancho) x 92 mm (altura).
- ✓ Peso: alrededor de 1,7 kg.

Incluye:

- ✓ Equipo Electrocardiografo.
- ✓ Juego ECG.
- ✓ Electrodo Limb abrazadera.
- ✓ Juego de electrodos del pecho.
- ✓ Pieza Conexión eléctrica.
- ✓ Manual de usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Pantalla TFT LCD 800×480 a color que muestra el estado y la forma de onda; pantalla Touch y teclado de control suave, de fácil operación.
- ✓ Procesador de señal digital de 12 ECG, para hacer mayor calidad de formas de onda de ECG a través del filtro de CA, filtro de línea de base y EMG Filtro de las señales de ECG.
- ✓ Visualización simultánea de 3/6/12 derivaciones de ECG de forma de onda, y el estado de modo de impresión, la sensibilidad, velocidad, filtro, etc. para que sea fácil para la interpretación.
- ✓ Muestreo doce derivaciones ECG análisis de 2×6 1 (Derivación de ritmo), $2 \times 6,3 \times 4,3 \times 4$ 1 (derivación de ritmo), $4 \times 3,4 \times 3$ 1 (ritmo plomo), $6 \times 2,6 \times 2$ 1 (derivación de ritmo).
- ✓ Modo de grabación al mismo tiempo y presentación de informes con múltiples formatos. La fuente de alimentación incluye tanto AC / DC.
- ✓ Este dispositivo incluye una batería recargable de litio para 4 horas.
- ✓ puede imprimir 150 piezas ECG de forma de onda y 90 minutos de impresión continua.
- ✓ Almacenamiento de gran capacidad puede memorizar más de 1000 casos, lo que es fácil para su revisión y estadística.
- ✓ En el modo de revisión, se puede ver la forma de onda de ECG guardado, auto-análisis y auto-interpretación de ECG parámetro de forma de onda, auto-conclusión interpretación.
- ✓ Apoyo interfaz operativo español, Inglés, italiano y otros idiomas.

