



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El filtro es el componente más importante de las aspiradoras: estos son los encargados de atrapar las partículas de polvo y otros restos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Aséptico.
- Conexión universal para los aspiradores.
- Material: atoxico, hipo alérgico, a pirógeno.
- Membrana filtrante bidireccional.
- Mínimo espacio muerto y baja resistencia al flujo.
- Con eficiencia de filtración de >99.99 % sustentado con estudios.
- Con conexiones de acuerdo a los estándares internacionales ISO 5356-1 (Equipos respiratorios y anestesia) sustentado con estudios.
- Fácil de usar.
- Vencimiento del producto: Mayor a 24 meses después de su fabricación.

