

LAMPARA RODABLE DE 180000 LUX CON BATERÍA RECARGABLE

MARCA: GREAT MEDIC

MODELO: MV180MLX

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación central: $\geq 180,000$ lx.
- Se puede graduar la iluminación y la temperatura desde el panel principal.
- Cabezal: 700mm.
- Material: plástico.
- Temperatura: 4300-4800°k.
- Irradiancia: ≤ 6 w (m^2 . lx).
- Profundidad: 1000mm.
- Diámetro de la luz: 100-300mm.
- Índice de represent cromática: ≥ 90 .

