

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Este dispositivo te permite visualizar las radiografías gracias a un sistema de iluminación por transparencia del negativo, es utilizado en consultorios médicos y veterinarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Estructura de plancha laminada al frio LAF de 0.5.
- Iluminación basada en lámparas fluorescentes de 32w, 220 v,60Hz.
- Enchufe universal conectado a toma tierra.
- Elemento de sujeción flexible de acero para las películas radiográficas.
- Luna acrílica opal de 2 mm.
- Esmaltado interior con pigmento blanco al horno.
- Esmaltado exterior con pigmento al horno acero.
- Interruptor tipo dado para apagado y encendido.
- Medidas: altura 52cm, ancho 45 cm, fondo 10 cm.

