



## DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Este dispositivo te permite visualizar las radiografías gracias a un sistema de iluminación por transparencia del negativo, es utilizado en consultorios médicos y veterinarias.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Estructura de plancha laminada al frio LAF de 0.5.
- Iluminación basada en lámparas fluorescentes de 32w, 220 v,60Hz por cada campo.
- Balastro electrónico de encendido rápido de 36w, 220w, 60Hz por cada campo.
- Enchufe universal conectado a toma tierra.
- Elemento de sujeción flexible de acero para las películas radiográficas.
- Luna acrílica opal de 2 mm.
- Esmaltado interior con pigmento blanco al horno.
- Esmaltado exterior con pigmento al horno o acero.
- 2 interruptor tipo dado, para apagado y encendido.
- Medidas: altura 52cm, ancho 116cm, fondo 10 cm.

