

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Los biomboos clínicos son una parte indispensable dentro del mobiliario clínico, ya que, tras una cortina colocada sobre una base, o colgada del techo, permite preservar la intimidad del paciente en aquellos casos en que la gravedad o situación del paciente lo requiere, evitando la exposición del mismo a la vista del acompañante u otro enfermo en un hospital o consulta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: Tópicos / Hospitales Y Más.
- Dimensiones Del Cuerpo: 60 Cm (Ancho) X 160 Cm (Alto).
- Dimensiones Totales: 60 Cm (Ancho) X 170 Cm (Alto).
- N° De Cuerpos: 3.
- Material: Metal (Fierro Pintado).
- Incluye Tela: Sí.
- Tipo De Base: Fijo.
- Nombre Comercial: Biombo De 3 Cuerpos.

